

# Informazioni importanti - Conservare per future consultazioni!

IT

• Leggere attentamente questo manuale prima di usare l'apparecchio.

• Questo apparecchio non è adatto per uso ospedaliero. **Apparecchio per uso domestico!**

• Per evitare rischi di scariche elettriche durante l'uso dell'apparecchio si prega di osservare le seguenti regole:

- Non usare quando è bagnato. Se l'apparecchio è umido o bagnato farlo asciugare completamente prima di utilizzarlo.
- Usare l'apparecchio esclusivamente in ambienti asciutti, non utilizzare in bagno, ecc.!
- Verificare che l'apparecchio non sia danneggiato prima di ogni utilizzo, ad esempio evitare di usarlo in presenza di danni visibili al sistema di controllo e impostazione della temperatura, al cavo di alimentazione, alla spina o allo termostato riscaldante.
- Non bucare con spilli o altri oggetti acuminati il termostato riscaldante.

• Per evitare il surriscaldamento:

- Non lasciare l'apparecchio acceso e senza controllo; spegnerlo ogni volta quando si finisce di utilizzarlo anche temporaneamente.
- Non accendere l'apparecchio quando è piegato o ancora nella scatola.
- Evitare di piegarlo quando viene riposto.
- Non coprire il sistema di controllo ed impostazione della temperatura. Per assicurarsi che il sistema di controllo ed impostazione della temperatura possa funzionare correttamente, non posizionarlo in prossimità (sopra o sotto) il termostato riscaldante del termostato, non coprirlo con cuscini o altro.
- Non avvolgere il cavo attorno al sistema di controllo ed impostazione della temperatura.

• Non utilizzare l'apparecchio su persone inferme o immobilizzate, su bambini, su persone insensibili al calore o su animali. Non lasciate che i bambini giochino con l'apparecchio.

• Non usare l'apparecchio per neonati o bambini. Non lasciare incustoditi i bambini con l'apparecchio perché non sono consapevoli dei possibili pericoli.

• Prolungate applicazioni alla massima temperatura prevista potrebbero provocare arrossamenti o bruciature della pelle.

• Quando l'apparecchio deve essere utilizzato per periodi prolungati, ad esempio durante il sonno, impostare la temperatura per un uso continuativo come raccomandato.

• Esaminare frequentemente l'apparecchio per controllare segni di usura o danneggiamento. In presenza di segni di usura, danneggiamento o se l'apparecchiatura non funziona correttamente contattare l'assistenza clienti Microlife prima di utilizzarlo nuovamente.

• Se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito presso un centro di assistenza autorizzato per evitare possibili pericoli.

• Non aprire o provare a riparare l'apparecchio. Sono necessarie strumentazioni particolari per re-assemblare l'apparecchio.

• Questo apparecchio emette deboli campi elettromagnetici che potrebbero disturbare il funzionamento di pacemaker cardiaci. È quindi consigliabile consultare il proprio medico curante o il produttore del pacemaker prima di utilizzare questo apparecchio.

• Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di piegarlo e riporlo in un luogo asciutto. Non sovrapporre oggetti pesanti su di esso per evitare deformazioni.



Dispositivi elettronici devono essere smaltiti in conformità alle regolamentazioni locali e non con i rifiuti domestici.

## 1. Come usare un scaldapiedi Microlife



- ① Rivestimento in morbido tessuto con cerniera. Sfoderabile e lavabile in lavatrice.
- ② Sistema di controllo ed impostazione con selettore della temperatura a scorrimento e indicatore luminoso d'accensione ON.
- ③ Termostato riscaldante

**ATTENZIONE:** non utilizzare il termostato senza rivestimento. Durante l'uso permettere all'aria di circolare tra lo scaldapiedi e la pelle.

Non usarlo con le scarpe.

1. Mettere il rivestimento ① su una superficie piatta. Aprire la cerniera.

2. Inserire completamente il termostato ③ nel rivestimento facendolo scorrere un lato alla volta. Assicurarsi che il cavo e il sistema di controllo ed impostazione della temperatura ② rimangano fuori dal rivestimento.

3. Quando il termostato riscaldante è inserito in modo uniforme e steso all'interno del rivestimento, chiudere la cerniera.

4. Inserire la spina in una presa da 220-240 volt AC e impostare la temperatura desiderata utilizzando il selettore a scorrimento.

- Accendere il termostato selezionando la temperatura sul selettore a scorrimento. L'indicatore luminoso di accensione ON si illuminerà mostrando che l'apparecchio è connesso alla rete elettrica ed è acceso.
- Il livello «1» è indicato per un uso prolungato.
- Quando il selettore della temperatura è sulla posizione «0» il termostato e l'indicatore luminoso d'accensione sono spenti.

5. Il sistema di controllo della temperatura spegnerà automaticamente il termostato dopo circa 90 min., in ogni caso l'indicatore luminoso rimarrà acceso. Per un nuovo utilizzo far scorrere il selettore di temperatura nella posizione «0» e impostare nuovamente il livello di temperatura desiderato.

6. Collegare alla presa elettrica l'apparecchio quando finito.

## 2. Istruzioni per la pulizia

**ATTENZIONE:** collegare sempre il cavo dalla rete elettrica prima di procedere alla pulizia dell'apparecchio.

1. Rimuovere il termostato riscaldante dal rivestimento e procedere al lavaggio del rivestimento in lavatrice seguendo le istruzioni indicate nell'apposita etichetta.

2. Non lavare mai il termostato riscaldante in lavatrice o a secco!

3. Non bagnare il sistema di controllo ed impostazione manuale. Non usare detergenti aggressivi o solventi che potrebbero danneggiare l'apparecchio.

4. Non mettere mai il sistema di controllo e impostazione in acqua. Dell'umidità potrebbe entrare nel sistema di controllo e impostazione danneggiandolo.

5. Verificare che il sistema di impostazione e controllo non sia danneggiato. Far asciugare completamente il termostato ed il suo rivestimento prima di utilizzarlo nuovamente.

## 3. Garanzia

Questo prodotto è coperto da **2 anni** di garanzia dalla data d'acquisto. Sono in garanzia il sistema di controllo ed impostazione della temperatura, il cavo di alimentazione ed il termostato riscaldante. La garanzia non copre danni causati da uso improprio, incidenti o utilizzi non conformi a quanto descritto in questo manuale. L'apertura o manomissione dell'apparecchio fanno decadere le condizioni di garanzia previste.

**La garanzia vale solo dietro presentazione della garanzia compilato del rivenditore.**

## 4. [www.microlife.com](http://www.microlife.com)

Potrete trovare ulteriori informazioni sull'utilizzo dei nostri prodotti e sui nostri servizi su [www.microlife.com](http://www.microlife.com).

Con riserva di apportare modifiche tecniche.